



Note: Document originally drafted in the English language.
注释: 文件最初用英语起草。

Product Description

The GS-3070 is a 5.5" (140 mm) 150 kV, 2.5 MJ (3.5 MHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This insert is specifically designed for CT Scanners. The insert features a 7° tungsten-rhenium facing on molybdenum with a graphite backed target and is available with the following nominal focal spot:

0.7 x 0.8
1.2 x 1.4
IEC 60336

Loading Factor for slit focal:

Small - 120 kV, 100 mA
Large - 120 kV, 200 mA

Maximum Anode Cooling Rate:

8,750 W (12,250 HU/sec)

Continuous Anode Input Power:

3,400 W (4,760 HU/sec)

Nominal CT Anode Input Power:

Small - 21 kW IEC 60613
Large - 45 kW IEC 60613

Nominal CT Scan Power Index:

Small - 21 kW IEC 60613:2010
Large - 41 kW IEC 60613:2010

Reference Axis:

Perpendicular to port face.

This insert is intended for use in a Varex Imaging B-240H housing.

产品说明

GS-3070 是一款具有 5.5" (140 mm) 靶盘, 150 kV, 2.5 MJ (3.5 MHU) 最大阳极热容量的旋转阳极 X 射线管芯。该管芯专门针对 CT 扫描仪而设计。该管芯的靶盘结构为 7° 靶角, 铼钨钼合金靶材, 石墨基底, 可提供下列尺寸的标称焦点:

0.7 x 0.8
1.2 x 1.4
IEC 60336

狭缝焦点的测量条件:

小焦点 - 120 kV, 100 mA
大焦点 - 120 kV, 200 mA

最大阳极冷却速率:

8,750 W (12,250 HU/sec)

最大连续阳极散热:

3,400 W (4,760 HU/sec)

标称 CT 阳极输入功率:

小焦点 - 21 kW IEC 60613
大焦点 - 45 kW IEC 60613

标称 CT 扫描功率指数:

小焦点 - 21 kW IEC 60613:2010
大焦点 - 41 kW IEC 60613:2010

参考轴:

垂直于窗口面。

该管芯适用于 万睿视影像 B-240H 管套。



3 Ø 60 Hz

0.7 x 0.8 Focal Spot 7°
 0.7 x 0.8 焦点 7°



Volume Scan Time (Seconds) 体积扫描时间 (秒)	MAXIMUM ALLOWED TUBE CURRENT (mA) AS A FUNCTION OF THE FOLLOWING STARTING HEAT STORAGE AND TUBE VOLTAGES 最大允许管电流 (mA) 为下列启动热容量和管电压的函数								
	Starting H.S. = 16 % 启动热容量 = 16 %			Starting H.S. = 33 % 启动热容量 = 33 %			Starting H.S. = 50 % 启动热容量 = 50 %		
	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV
1	125	100	100	125	100	100	125	100	100
2	125	100	100	125	100	100	125	100	100
4	125	100	100	125	100	100	125	100	100
10	125	100	100	125	100	100	125	100	100
20	125	100	100	125	100	100	125	100	100
30	125	100	100	125	100	100	125	100	100
40	125	100	100	125	100	100	125	100	100
50	125	100	100	125	100	100	125	100	100
60	125	100	100	125	100	100	125	100	100
70	125	100	100	125	100	100	100 (a)	100 (a)	100 (a)

3 Ø 180 Hz

0.7 x 0.8 Focal Spot 7°
 0.7 x 0.8 焦点 7°



Volume Scan Time (Seconds) 体积扫描时间 (秒)	MAXIMUM ALLOWED TUBE CURRENT (mA) AS A FUNCTION OF THE FOLLOWING STARTING HEAT STORAGE AND TUBE VOLTAGES 最大允许管电流 (mA) 为下列启动热容量和管电压的函数								
	Starting H.S. = 16 % 启动热容量 = 16 %			Starting H.S. = 33 % 启动热容量 = 33 %			Starting H.S. = 50 % 启动热容量 = 50 %		
	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV
1	175	175	150	175	175	150	250	250	225
2	175	175	150	175	175	150	250	250	225
4	175	175	150	175	175	150	250	250	225
10	175	175	150	175	175	150	250	250	225
20	175	175	150	175	175	150	250	225	225
30	175	175	150	175	175	150	225	225	200
40	175	175	150	175	175	150	175 (a)	175 (a)	150 (a)
50	175	175	150	175	175	150	150 (a)	150 (a)	125 (a)
60	175	175	150	175	175	150	125 (a)	125 (a)	100 (a)
70	175	150	150	150 (a)	150 (a)	125 (a)	100 (a)	100 (a)	100 (a)

3 Ø 60 Hz

1.2 x 1.4 Focal Spot 7°
 1.2 x 1.4 焦点 7°



Volume Scan Time (Seconds) 体积扫描时间 (秒)	MAXIMUM ALLOWED TUBE CURRENT (mA) AS A FUNCTION OF THE FOLLOWING STARTING HEAT STORAGE AND TUBE VOLTAGES 最大允许管电流 (mA) 为下列启动热容量和管电压的函数								
	Starting H.S. = 16 % 启动热容量 = 16 %			Starting H.S. = 33 % 启动热容量 = 33 %			Starting H.S. = 50 % 启动热容量 = 50 %		
	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV
1	250	250	225	250	250	225	175	175	150
2	250	250	225	250	250	225	175	175	150
4	250	250	225	250	250	225	175	175	150
10	250	250	225	250	250	225	175	175	150
20	250	250	225	250	250	225	175	175	150
30	250	250	225	250	250	225	175	175	150
40	250 (b)	225 (b)	200 (b)	250 (b)	225 (b)	200 (b)	175	150	150
50	225	225	200	225 (a)	200 (a)	175 (a)	150 (a)	150 (a)	125 (a)
60	225	200	200	175 (a)	175 (a)	150 (a)	125 (a)	125 (a)	100 (a)
70	200 (a)	200 (a)	175 (a)	150 (a)	150 (a)	125 (a)	100 (a)	100 (a)	100 (a)

3 Ø 180 Hz

1.2 x 1.4 Focal Spot 7°
 1.2 x 1.4 焦点 7°



Volume Scan Time (Seconds) 体积扫描时间 (秒)	MAXIMUM ALLOWED TUBE CURRENT (mA) AS A FUNCTION OF THE FOLLOWING STARTING HEAT STORAGE AND TUBE VOLTAGES 最大允许管电流 (mA) 为下列启动热容量和管电压的函数								
	Starting H.S. = 16 % 启动热容量 = 16 %			Starting H.S. = 33 % 启动热容量 = 33 %			Starting H.S. = 50 % 启动热容量 = 50 %		
	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV	120 kV	130 kV	140 kV
1	375	350	325	375	350	325	375	350	325
2	375	350	325	375	350	325	375	350	325
4	375	350	325	375	350	325	375	350	325
10	350 (b)	300 (b)	300 (b)	350 (b)	300 (b)	300 (b)	350 (b)	300 (b)	300 (b)
20	350 (b)	300 (b)	300 (b)	350 (b)	300 (b)	300 (b)	325	300	275
30	300 (b)	275 (b)	250 (b)	300 (b)	275 (b)	250 (b)	250 (a)	225 (a)	200 (a)
40	250 (b)	225 (b)	200 (b)	250 (b)	225 (b)	200 (b)	175 (a)	175 (a)	150 (a)
50	250 (b)	225 (b)	200 (b)	225 (a)	200 (a)	175 (a)	150 (a)	150 (a)	125 (a)
60	250 (b)	225 (b)	200 (b)	175 (a)	175 (a)	150 (a)	125 (a)	125 (a)	100 (a)
70	200 (a)	200 (a)	175 (a)	150 (a)	150 (a)	125 (a)	100 (a)	100 (a)	100 (a)



Note:
 1. Limits are based on maximum track rating except for the following codes:
 a - Limited by available heat storage.
 b - Limited by window heating.
 c - Limited by filament emission.
 2. H.S. = Heat Storage
 kV = Tube Voltage

注释:
 1. 除如下所列规则外, 限制均以最大轨道额定值为依据:
 a - 受有效热容量限制。
 b - 受窗口加热限制。
 c - 受灯丝放射限制。
 2. H.S. = 热容量
 kV = 管电压

Note:
 Rating charts reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software.

注释:
 额定值表反映最大管性能。管的工作状况最终受系统软件的限制。

3 Ø ≡



Product Description






Maximum Peak Voltage	150 kV
Anode to Ground	75 kV
Cathode to Ground	75 kV
Maximum X-ray Tube Assembly Heat Content	3.8 MJ (5.2 MHU)
Nominal Continuous Input Power (max. housing temperature 78°C) (Includes stator heat)	3.7 kW (5.18 kHU/sec)
Maximum Heat Exchanger Dissipation	5.0 kW (7.0 kHU/sec)
Focal Point Position (Central Ray) Within 1mm (X, Y Direction from the center of radiation port.)	
X-Ray Tube Assembly	
Permanent filtration	1.0 mm Al IEC 60522
Loading Factors for Leakage Radiation	150 kV, 23 mA
High Voltage Cable Receptacles	Per IEC 60526
Ambient Air Temperature Limits for Operation	5°C to 40°C
Temperature Limits for Storage and Transport	-20°C to +75°C
Humidity	+10% to +90%
Atmospheric Pressure Range	70 kPa to 106 kPa
Weight: Housing	33.1 kg (73 lbs)
Heat Exchanger	16.3 kg (35.9 lbs)
IEC Classification	Class 1
Safety Devices: (Internal) Thermal Switch	
Normally Closed Contact	Opening at 85°C ±3.9°C
Pressure Switch	
Normally Open contact	closes before 5.0 PSID Rising opens at 3.0 PSID ±0.2 PSID Falling
Filament Frequency Limits	50 Hz - 25 kHz
Power Supply	DC


产品说明

最大峰值电压	150 kV
阳极到地	75 kV
阴极到地	75 kV
最大 X 射线管组件热含量	3.8 MJ (5.2 MHU)
标称连续输入功率 (最大管套温度 78°C) (包括定子热量)	3.7 kW (5.18 kHU/sec)
交换器最大热耗散	5.0 kW (7.0 kHU/sec)
焦点位置 (中心射线) 在 1 mm 内 (源于辐射端口中心的 X, Y 方向)	
X 射线管组件	
固有滤过	1.0 mm Al IEC 60522
泄漏辐射加载系数	150 kV, 23 mA
高压电缆插座	IEC 60526
环境气温工作限值	5°C 到 40°C
存储与运输温度限值	-20°C 到 +75°C
湿度	+10% 到 +90%
大气压范围	70 kPa 到 106 kPa
重量: 管套	33.1 kg (73 lbs)
热交换器	16.3 kg (35.9 lbs)
IEC 分级	1 类
安全性装置: 热控开关	
常闭接点	开启温度 85°C ±3.9°C
压力开关	
触点常开	在 5.0PSID 上升沿前关闭, 在 3.0PSID+0.2PSID 下降沿
灯丝频率限值	50 Hz - 25 kHz
电源	直流

Dimensions are for reference only
维度是供仅参考

Dimensions are in millimeters
尺寸单位为毫米



Tube Housing Assembly Heating and Cooling
管套组件加热与冷却


Note:


- Heat input into housing includes all power sources; tube, filament, stator and circulating pump.
- Heating curves based on no restrictions to air flow through heat exchanger, or natural convection around tube housing assembly.
- Heating and cooling curves reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software control.

注释:

- 输入外壳的热量包括所有电源; 管, 灯丝, 定子和循环泵。
- 加热曲线基于对通过热交换器的空气流动没有限制, 或管壳体组件周围的自然对流。
- 加热与冷却曲线反映了管的最高性能。管的工作状况最终受系统软件控制的限制。

Terminal / Wire Color Chart
定子 — 连线图

X-Ray Tube
X 射线管




Wire Color 导线颜色	Description 描述
1 Green 绿色	Phase Shift 相移
5 Black 黑色	Phase 相
6 White 白色	Common 公共
2 Red 红色	Center Section 中心部分
4 Green/Yellow 绿色/黄色	Housing Ground 管套接地
3/7 Thermal Switch / 热控开关	

Stator Drive Frequency 定子驱动频率	RPM
50 Hz	2800 - 3000
60 Hz	3400 - 3600
150 Hz	8500 - 9000
180 Hz	9500 - 10,800

Stator Type: "R"		
Stator Coil Resistance:		
Black to White	14 Ω	±15%
Green to White	46 Ω	±15%
Starter Voltage:		
	Start	Run
50/60 Hz	200 VAC	80 VAC
150/180 Hz	470 VAC	140 VAC
Time to Full Speed:		
50/60 Hz	0 - 3000 RPM	9.6 Sec.
150/180 Hz	0 - 8000 RPM	9.6 Sec.
X-Ray Tube Assembly:		
GS-3070/B-240H	IEC 60601-2-28	

定子类型: "R" 定子		
定子线圈电阻:		
黑色到白色	14.0 Ω	±15%
绿色到白色	46.0 Ω	±15%
启动器电压:		
	启动	运行
50/60 Hz	200 VAC	80 VAC
150/180 Hz	470 VAC	140 VAC
达到全速的时间:		
50/60 Hz	0 - 3000 RPM	9.6 Sec.
150/180 Hz	0 - 8000 RPM	9.6 Sec.
X 射线管组件:		
GS-3070/B-240H	IEC 60601-2-28	



Note:
Heating and cooling curves reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software control.

注释:
加热与冷却曲线反映了管的最高性能。管的工作状况最终受系统软件控制的限制。