

Rotating Anode X-Ray Tube  
 Tubes Radiogènes à Anode Tournante  
 Röntgenröhre mit rotierender Anode  
 Tubos de Rayos-X con Ánodo Giratorio



Note: Document originally drafted in the English language.

<b>Product Description</b>	<b>Description du Produit</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Descripcion del Producto</b>
<p>The GS-3074 is a 5.5" (140 mm) 150 kV, 2.5 MJ (3.5 MHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This insert is specifically designed for CT Scanners. The insert features a 7° tungsten-rhenium facing on molybdenum with a graphite backed target and is available with the following nominal focal spot:</p>	<p>Le tube GS-3074, est une tube à anode tournante de plateau 140 mm, (5,5 pouces), 150 kV, d'une capacité thermique de 2,5 MJ (3,5 MUC). Il est à spécialement conçu pour une utilisation avec les scanners CT. Le pente de l'anode en molybdène traitée, tungstène, rhénium, recouverte de graphite, est de 7°. La dimension des foyers est de:</p>	<p>Die GS-3074 ist eine 140 mm (5.5") Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicherkapazität von 2.5 MJ (3.5 MHU) und einer max. Spannungsfestigkeit von 150 kV. Die Röntgenröhre wurde für den Einsatz an CT Scanners entwickelt. Der rückseitig graphitbeschichtete Wolfram Rhenium-Molybdän Anodenteller besitzt einen Winkel von 7°. Folgende Brennfleckkombination ist lieferbar:</p>	<p>El GS-3074 es un tubo de ánodo giratorio de 140 mm (5.5"), 150 kV, 2.5 MJ (3.5 kUC), la cual es el máximo almacenaje térmico del ánodo, es diseñado específicamente para uso en CT scanners. El blanco emisor es una combinación de tungsteno, renio y molibdeno con grafito en la parte posterior con un rayo central de 7 grados. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:</p>
<p>1.2 x 0.8 IEC 60336</p>	<p>1,2 x 0,8 CEI 60336</p>	<p>1.2 x 0.8 IEC 60336</p>	<p>1.2 x 0.8 IEC 60336</p>
<p><b>Loading Factor for slit focal:</b> Large - 120 kV, 100 mA</p>	<p><b>Facteur de charge pour foyer à fente:</b> Grand - 120 kV, 100 mA</p>	<p><b>Ladefaktor:</b> Gross - 120 kV, 100 mA</p>	<p><b>Carga Electrica Para la Abertura Focal:</b> Grande - 120 kV, 100 mA</p>
<p><b>Maximum Anode Cooling Rate:</b> 8,750 W (12,250 HU/sec)</p>	<p><b>Toux maximum de refroidissement de l'anode:</b> 8,750 W (12,250 UC/sec)</p>	<p><b>Nennleistung der Anode:</b> 8,750 W (12,250 HU/sek)</p>	<p><b>Medida Maxima del Enfriamiento del Anodo:</b> 8,750 W (12,250 HU/seg)</p>
<p><b>Maximum continuous anode heat dissipation:</b> 3,400 W (4,760 HU/sec)</p>	<p><b>Description calorifique maximim de l'anode (en continu):</b> 3,400 W (4,760 UC/sec)</p>	<p><b>Maximale kontinuierliche Wärmeableitung des Anodentellers:</b> 3,400 W (4,760 HU/sek)</p>	<p><b>Maxima disipación termal continuo del Anodo:</b> 3,400 W (4,760 HU/seg)</p>
<p><b>Nominal Anode Input Power:</b> Large - 19.6 kW IEC 60613</p>	<p><b>Puissance Nominale de l'anode:</b> Grand - 19.6 kW CEI 60613</p>	<p><b>Nominale Anoden Eingangsleistung:</b> Gross - 19.6 kW IEC 60613</p>	<p><b>El Poder de Penetración para el Anodo Nominal:</b> Grande - 19.6 kW IEC 60613</p>
<p><b>Reference Axis:</b> Perpendicular to port face.</p>	<p><b>Référence axe:</b> Perpendiculaire à la face de sortie.</p>	<p><b>Referenz Achsen:</b> Senkrecht zum Strahlenaustrittsfenster.</p>	<p><b>Referencia de axes:</b> Perpendicular a la abertura facial.</p>
<p>This insert is intended for use in Varex Imaging B-245H housing.</p>	<p>Ce tube est essentiellement destiné à être employé dans les gaines Varex Imaging des séries B-245H.</p>	<p>Die Röntgenröhre ist für den Einbau in die Varex Imaging Strahlerhaube B-245H vorgesehen.</p>	<p>Este tubo es diseñado, para uso en los encajes Varex Imaging de la serie B-245H.</p>

3 Ø 50 Hz ■

1.2 x 0.8 Focal Spot 7 Degrees  
 1,2 x 0,8 Dimension Focale 7 Degrés  
 1.2 x 0.8 Brennpunkt 7 Grad  
 1.2 x 0.8 De Marcas Focales 7 Grados

Volume Scan Time (Seconds)	MAXIMUM ALLOWED TUBE CURRENT (mA) AS A FUNCTION OF THE FOLLOWING STARTING HEAT STORAGE AND TUBE VOLTAGES								
	Starting Heat Storage = 20 %			Starting Heat Storage = 40 %			Starting Heat Storage = 60 %		
	100 kV	120 kV	130 kV	100 kV	120 kV	130 kV	100 kV	120 kV	130 kV
1	180	150	140	180	150	140	180	150	140
2	180	150	140	180	150	140	180	150	140
4	180	150	140	180	150	140	180	150	140
10	180	150	140	180	150	140	180	150	140
20	180	150	140	180	150	140	180	150	140
30	180	150	140	180	150	140	180	150	140
40	180	150	140	180	150	140	170 a	140 a	130 a
50	180	150	140	180	150	140	140 a	120 a	110 a
60	180	150	140	180	150	140	120 a	110 a	90 a
70	180	150	140	160 a	130 a	120 a	110 a	90 a	80 a

**Note:**  
 1. Limits are based on maximum track rating except for the following codes:  
 a - Limited by available heat storage.  
 b - Limited by window heating.  
 c - Limited by filament emission.  
 2. H.S. = Heat Storage  
 kV = Tube Voltage

**Remarque:**  
 1. Les limites sont fonction de l'indice maximal de surface de l'anode, sauf pour les codes suivants:  
 a - Limité par le stockage thermique disponible.  
 b - Limité par le chauffage de la fenêtre.  
 c - Limité par le rayonnement des filaments.  
 2. H.S = Stockage Thermique  
 kV = Tube Voltage

**Anmerkungen:**  
 1. Grenwerte basieren auf der maximalen Anodenoberflächenleistung mit Ausnahme der folgenden Codes:  
 a - Durch verfügbare Wärmekapazität begrenzt.  
 b - Durch Öffnungserwärmung begrenzt.  
 c - Durch Glühfadenemission begrenzt.  
 2. H.S. = Wärmekapazität  
 kV = Röhre Spannung

**Nota:**  
 1. La clasificación de la marca máxima son limitadas, excepto por los siguientes códigos:  
 a - Limitado por el almacenaje de calor disponible.  
 b - Limitado por el calor de conducción de la ventanilla.  
 c - Limitado por la emisión del filamento.  
 2. H.S. = Almacenaje de calor  
 kV = Tubo Voltaje

**Note:**  
 Rating charts reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software.


**Remarque:**  
 Abaques de caractéristiques représentent des valeurs maximales. L'utilisation du tube est finalement limitée par le logiciel du système.

**Anmerkungen:**  
 Die Leistungskurven zeigen die maximale Röhrenleistung. Der Röhrenbetrieb ist ultimativ zu begrenzen durch die Systemkontrollsoftware.

**Nota:**  
 El máximo poder del tubo es reflectada en el clasificación diagrama. La operación del tubo es ultimamente limitada por el control del sistema programado.

3 Ø ≡

THREE PHASE EMISSION (± .15 A)  
 1.2 x 0.8 ■



B-245H Housing

Le Gaine B-245H

Das B-245H Gehäuse

Encaje de B-245H

Maximum Peak Voltage	150 kV
Anode to Ground	75 kV
Cathode to Ground	75 kV
Maximum X-ray Tube Assembly Heat Content	1.5 MJ (2.0 MHU)
Maximum Continuous Heat Dissipation (max. housing temperature 78°C) (Includes stator heat)	3.25 kW (4.55 kHU/sec)
Maximum Heat Exchanger Dissipation	3.25 kW (4.55 kHU/sec)
Focal Point Position (Central Ray) Within 1mm (X, Y Direction from the center of radiation port.)	
X-Ray Tube Assembly	
Permanent filtration	1.0 mm Al IEC 60522
Loading Factors for Leakage Radiation	150 kV, 23 mA
Federal Standard High Voltage Cable	72
Ambient Air Temperature Limits for Operation	5°C to 40°C
Temperature Limits for Storage and Transport	-20°C to +75°C
Humidity	+10% to +90%
Atmospheric Pressure Range	70 kPa to 106 kPa
Weight: Housing	35 kg (77.1 lbs)
Heat Exchanger	17.3 kg (38.1 lbs)
IEC Classification	Class 1
Safety Devices: Thermal Switch	
Normally Closed Contact	Opening at 85°C ±3°C
Flow Switch - Normally Open contact	Contacts close with adequate oil flow.
Filament Frequency Limits	50 Hz - 25 kHz
Power Supply	DC

Tension maximale	150 kV
Tension Anode - Terre	75 kV
Tension Cathode - Terre	75 kV
Capacité Thermique Maximale de L'Ensemble Tube/Gaine	1,5 MJ (2,0 MUC)
Dissipation thermique continue de la gaine (température maximale de la gaine à 78°C) (Inclut la chaleur statorique)	3,25 kW (4,55 kUC/sec)
Dissipation Maximale de l'échangeur de chaleur	3,25 kW (4,55 kUC/sec)
Position du foyer (rayon central) à 1mm près (Coordonnées X, Y par rapport au centre du port de rayonnement.)	
Ensemble Radiogène:	
Filtre non amovible	1,0 mm Al CEI 60522
Facteur de Charge Poru Rayonnement de fuite	150 kV, 23 mA
Embout de Cables au Standard Federal	72
Température Ambiante Pendant L'usage	5°C à 40°C
Limites de Température Pour le Transport et Pour L'Emmasinage	-20°C à +75°C
Humidité	+10% à +90%
Limites de pression atmosphérique	70 kPa à 106 kPa
Poids: Gaine	35 kg (77,1 lbs)
Échangeur de Chaleur	17,3 kg (38,1 lbs)
Classification CEI	Classe 1
Dispositifs de Sécurité: Switch Thermique	
Normalement Fermé	Ouverture à 85°C ±3°C
Contacteur de débit - Contact Normalement Ouverture	Contacts fermés en présence d'un débit d'huile adéquat.
Limites de Fréquence des Filaments	50 Hz - 25 kHz
Alimentation Demandée	Courant Continu


Maximale Spannungsfestigkeit	150 kV
Anode gegen Erde	75 kV
Kathode gegen Erde	75 kV
Maximale Wärmespeicherkapazität des Strahlergehäuses	1.5 MJ (2.0 MHU)
Maximale kontinuierliche Wärmeableitung des Strahlergehäuses (max. Gehäusetemperatur 78°C) (einschließlich Statorerwärmung)	3.25 kW (4.55 kHU/sek)
Maximale Wärmeaustauscher - Verlustleistung	3.25 kW (4.55 kHU/sek)
Brennfleckposition (Zentralstrahl) innerhalb 1mm. (X-, Y-Achse von der mitte des Strahlenausstrittsfensters)	
Röntgenstrahlers	
Eigenfilterwert	1.0 mm Al IEC 60522
Ladefaktoren für Leckstrahlungsmessung	150 kV, 23 mA
Federal Standard Hochspannungsbuchsen	72
Umgebungstemporengrenzen für den Betrieb	5°C bis 40°C
Temperaturgrenzen für Aufbewahrung und Transport	-20°C bis +75°C
Feuchtigkeit	+10% bis +90%
Luftdruck	70 kPa bis 106 kPa
Gewicht: Gehäuse	35 kg (77.1 lbs)
Wärmetauscher	17.3 kg (38.1 lbs)
IEC Klassifizierung	Klasse 1
Sicherheitseinrichtungen: Thermoschalter	
normalerweise geschlossen Verbindung	Offen bei 85°C ±3°C
Strömungsschalter - Kontakte normalerweise Offen	Kontakte schließen sich bei ausreichendem Ölfluß.
Heizfaden - Frequenzgrenze	50 Hz - 25 kHz
Netzanschluß	DC


Tensión máxima	150 kV
Anodo a Tierra	75 kV
Catodo a Tierra	75 kV
Maximo Calor Contenido Ensamblaje del Tubo de Rayos X	1.5 MJ (2.0 MHU)
Difusion del calor continuo del encaje (temperatura máxima de la encaje 78°C) (Incluye el calor de la bovina)	3.25 kW (4.55 kHU/seg)
Disipación maxima del radiador	3.25 kW (4.55 kHU/seg)
Posición de la marca focal (Rayo Central) Dentro de 1mm. (La Dirección axial X, Y se refiere del centro de la Radiación Portal.)	
Ensamblaje de Tubo de Rayos X	
Filtración Permanente	1.0 mm Al IEC 60522
Especificaciones de Encaje para la fuga de Radiacion	150 kV,23 mA
Cable de Receptaculos Comun Federal	72
Temperatura Limitada de Operación	5°C a 40°C
Temperatura Limitada de Almacen y Transporte	-20°C a +75°C
Humedad	+10% a +90%
Límites de la presión atmosférica	70 kPa a 106 kPa
Peso: Encaje	35 kg (77.1 lbs)
Radiador	17.3 kg (38.1 lbs)
IEC Clasificación	Clase 1
Aparatos de Seguridad: Interruptor Termal	
Normalmente cerrado	Abierto a 85°C ±3°C
Interruptor de Flujo - Normalmente los contactos estan abiertos	Contactos cerrado con a decuado flujo de aceite.
Limites de la frecuencia del filamento	50 Hz - 25 kHz
Suministrador-de-Poder	Corriente Directa

Dimensions are for reference only  
 Les dimensions sont pour la référence seulement  
 Maße sind als nur Referenz  
 Las dimensiones están para la referencia solamente

**Note:** Dimensions in Inches  
**Remarque:** Dimensions en Pouces  
**Hinweis:** Abmessungen in Zoll  
**Nota:** Dimensiones en Pulgadas

B-245H Housing  
 Le Gaine B-245H  
 Das B-245H Gehäuse  
 Encaje de B-245H





**Note:**

- Heat inputs into housing include tube power, filament power, and stator power.
- Heating curves based on no restrictions of natural convection around tube housing assembly.
- Heating and cooling curves reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software control.

**Remarque:**

- L'apport calorifique dans la gaine inclut la puissance du tube, du filament et du stator.
- Courbes d'échauffement basées sur une circulation d'air naturelle sans entrave autour de l'ensemble gaine-tube.
- Les abaques d'échauffement et de refroidissement représentent des valeurs maximales. L'utilisation du tube est finalement limitée par le logiciel du système.

**Anmerkungen:**


- Die wärmungskurven berücksichtigen die Verlustleistung aus der Anode, der Kathode und des stators.
- Die Heizkurven basieren auf keinerlei Einschränkung der natürlichen Konvektion in der Umgebung der Strahlerröhre.
- Die Angaben stellen die höchstzulässigen Betriebswerte dar. Der technische Betrieb muß im Rahmen der Belastungs- und Abkühlkennlinien durchgeführt werden.

**Nota:**

- La energía del encaje incluye el poder del tubo, el poder del filamento y el poder de la bobina.
- Las curvas de calentamiento no son afectadas por el calor natural creado en la parte exterior del encaje.
- El máximo poder del tubo es reflejada en el diagrama de enfriamiento y calentamiento del tubo es ultimamente limitada por el control del sistema programado.

Terminal / Wire Color Chart  
 Termiaux / Code Couleuru  
 Klemmen / Drahtfarbentabelle  
 Maja Del Alambre de Color Impulado / Terminal

Stator Ratings and Characteristics  
 Spécificités et Caractéristiques du Stator  
 Statornennleistungen und Merkmale  
 Características y Clarificación de la Bovina



Wire Color Couleurs des Branchements Kabelfarben Cable de Color	Description Description Beschreibung Descripción
1 Green	Phase Shift
Vert	Changement de Phase
Grün	Hilfsphase
Verde	Cambio de Fase del Estator
2 Black	Phase
Noir	Phase
Schwarz	Phase
Negro	Fase
3 White	Common
Blanc	Neutre
Weiss	Neutral
Blanco	Común
4	Center Section/Section Centrale/Mittelteil/Sección Central
5	Housing Ground / Masse de la Gaine / Masse des Gehäuses / Encaje a Tierra
8 White/Black	Thermal Switch
Blanc/Noir	Switch Thermique
Weiss/Schwarz	Theroschalter
Blanco/Negro	Interruptor Termal
9 Red/Black	Thermal Switch
Rouge/Noir	Switch Therimque
Rot/Schwarz	Theroschalter
Rojo/Negro	Interruptor Termal


Stator Drive Frequency Fréquence d'entraînement du stator Statorantrieb Frequenz Frecuencia de la impulsión del estator	RPM
50 Hz	2800 - 3000
60 Hz	3400 - 3600

<b>Stator Type:</b> "R"
<b>Stator Coil Resistance:</b> Black to White 14 Ω ±15% Green to White 46 Ω ±15%
<b>Starter Voltage:</b> <u>Start</u> <u>Run</u> 50/60 Hz 230 VAC 85 VAC
<b>Time to Full Speed:</b> 50/60 Hz 0 - 2800 RPM 10 Sec.
<b>X-Ray Tube Assembly:</b> GS-3074/B-245H IEC 60601-2-28

<b>Genre Stator:</b> "R"
<b>Résistance de la bobine du stator:</b> (résistance ohmique) Noir - Blanc 14 Ω ±15% Vert - Blanc 46 Ω ±15%
<b>Tension de démarrage:</b> 50/60 Hz 230 alternatif au démarrage 85 alternatif en maintien
<b>Temps our atteindre la vitesse maximum:</b> 50/60 Hz de 0 à 2800 trs./mn 10 Sec.
<b>Ensemble radiogène:</b> GS-3074/B-245H CEI 60601-2-28

<b>Statortyp:</b> "R"
<b>Stator - Spulenwiderstand</b> Schwarz - Weiss 14 Ω ±15% Grün - Weiss 46 Ω ±15%
<b>Spannungen:</b> <u>Anlauf</u> <u>Weiterlauf</u> 50/60 Hz 230 VAC 85 VAC
<b>Hochlaufzeit:</b> 50/60 Hz 0 - 2800 U/min 10 Sek.
<b>Röntgenstrahler:</b> GS-3074/B-245H IEC 60601-2-28

<b>Tipo de la Bovina:</b> "R"
<b>Resistencia del Rollo de la Bovina:</b> Negro a Blanco 14 Ω ±15% Verde a Blanco 46 Ω ±15%
<b>Voltage de la Obtenida:</b> <u>Empezar</u> <u>Funcionar</u> 50/60 Hz 230 VAC 85 VAC
<b>Tiempo Para la Velocidad Maxima:</b> 50/60 Hz 0 - 2800 RPM 10 Segundo
<b>Ensamblaje de Tubo de Rayos X:</b> GS-3074/B-245H IEC 60601-2-28



**Note:**  
 Heating and cooling curves reflect maximum tube performance. Tube operation is ultimately limited by system software control.

**Remarque:**  
 Les abaques d'échauffement et de refroidissement représentent des valeurs maximales. L'utilisation du tube est finalement limitée par le logiciel du système.

**Anmerkungen:**  
 Die Angaben stellen die höchstzulässigen Betriebswerte dar. Der technische Betrieb muß im Rahmen der Belastungs- und Abkühlkennlinien durchgeführt werden.

**Nota:**  
 El máximo poder del tubo es reflectada en el diagrama de enfriamiento y calentamiento del encaje ensamblado. La operación del tubo es ultimamente limitada por el control del sistema programado.